



Easy Lift Abseilspinne zum Heben der Schaufeltrage 65exl

(mit Aufzügen für den Transport von behinderten Menschen nach UNI EN ISO 10535)

Die Abseilspinne Easy Lift macht es möglich, den Patienten auf einfache und sichere Art mit der Schaufeltrage anzuheben und über kurze Strecken von einer Trage auf das Bett oder auf eine Diagnose-Liege zu verlegen.



Sie ist leicht anzubringen und zu entfernen, erfordert keine speziellen Fähigkeiten und kann mit allen 65exl verwendet werden.

Abmessungen und Eigenschaften

Länge:.....1250 mm / 1150 mm
Breite:15 mm
Gewicht..... 2.3 kg
Maxmale Tragfähigkeit227 kg
Reißfestigkeit für Band-Schlinge 22 KN

Verwendetes Material

Band PE HT

Eigenschaften

2 lange Bänder aus PE-HT-Faser (1250 mm)
2 kurze Bänder aus PE-HT-Faser (1150 mm)

Statische Prüfungen nach UNI EN ISO 10535

Das System Easy Lift wurde im Labor mit den vorgesehenen statischen Prüfungen getestet, mit denen die maximale Belastung eines jeden Zweigs der Abseilspinne und die Zähigkeit der Materialien und Verbindungsnahte festgestellt werden.

Reinigung

Mit warmem Wasser (max. 30°) und Neutralreiniger waschen und mit Desinfektionsmitteln desinfizieren, die mit den Baustoffen (PEHT) kompatibel sind.

Desinfektion

Legen Sie den Easy Lift für eine Stunde in Wasser (max. 20 °) mit Desinfektionsmittel, dann mit Trinkwasser abspülen.

Erfüllt die Anforderungen von
Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte
der Klasse I) EN ISO 10535 (Dez.-2006)



Code **PS0765EXL**